



Anziehanleitung Spring DE LUXE Kompressions-Strümpfe

ANZIEHEN ... OHNE ANZIEHHILFE
... MIT ANZIEHHILFE (PZN 411982 1)

1 Mit SPRING Noppen-Hand-
 schuhen (PZN 264761 6) in den
 Strumpf hineinfassen und die
 Ferse greifen. An der Ferse den
 Strumpf auf links ziehen.

2 Den Strumpf bis zur Ferse
 über den Fuß ziehen.
 Das Gestrick der oberen Lage
 in der Fußmitte fassen.

3 Die Gestrickfalte über die Ferse
 ziehen.
 Den Strumpf schrittweise
 faltenfrei bis zum Knie anlegen.

4 Nochmals das Gestrick fassen
 und über das Knie ziehen.
 Den kompletten Strumpf auf
 den richtigen Sitz überprüfen.

1 Legen Sie das Tuch auf
 Ihren Unterschenkel. Ihren
 großen Zeh schieben Sie in
 das eingenähte Trapez am
 Ende des Tuches.

2 Anschließend binden Sie
 den oberen Teil des
 Tuches, mit den Bändern,
 an Ihrem Bein fest.

3 Jetzt streifen Sie den
 Strumpf über das Tuch
 nach oben.

4 Nun fassen Sie die Fuß-
 spitze des Strumpfes und
 ziehen mit ihr gleichzeitig
 das Tuch ein Stück nach
 vorn, so dass Ihr Zeh im
 Strumpf wieder frei ist.

5 Sie sind fast fertig, wenn Sie
 jetzt das Tuch nach oben
 raus ziehen und den Rest
 des Strumpfes anlegen.




Anziehanleitung

Spring DE LUXE Kompressions-Strumpfhosen

ANZIEHEN ... OHNE ANZIEHHILFE
... MIT ANZIEHHILFE (PZN 411982 1)

1 Mit SPRING Noppen-Hand-
schuhen (PZN 264761 6) in das
Strumpfteil hineinfassen und die
Ferse greifen. An der Ferse den
Strumpf auf links ziehen.

2 Den Strumpf bis zur Ferse
über den Fuß ziehen.
Das Gestrick der oberen Lage
in der Fußmitte fassen.

3 Die Gestrickfalte über die Ferse
ziehen.
Die Strumpfhose schrittweise
faltenfrei bis zum Knie anlegen.

4 Nochmals das Gestrick fassen
und über das Knie ziehen.
Die komplette Strumpfhose auf
den richtigen Sitz überprüfen.
Das Leibteil hochziehen.

1 Legen Sie das Tuch auf
Ihren Unterschenkel. Ihren
großen Zeh schieben Sie in
das eingenähte Trapez am
Ende des Tuches.

2 Anschließend binden Sie
den oberen Teil des
Tuches, mit den Bändern,
an Ihrem Bein fest.

3 Jetzt streifen Sie die
Strumpfhose über das Tuch
nach oben.

4 Nun fassen Sie die Fuß-
spitze der Strumpfhose und
ziehen mit ihr gleichzeitig
das Tuch ein Stück nach
vorn, so dass Ihr Zeh im
Strumpf wieder frei ist.

5 Sie sind fast fertig, wenn Sie
jetzt das Tuch nach oben
raus ziehen und den Rest
des Strumpfhose anlegen.